

# SHERAPOR-L

## GEBRAUCHSANLEITUNG

### 1. Indikation

SHERAPOR-L ist ein (Kalt-) Tauchhärter zum Härten und Versiegeln von Einbettmassenmodellen aus Geldublierungen und zur Verbesserung der Haftung von Wachsmodellationen.

### 2. Kontraindikation

Tauchhärter nicht erhitzen / erwärmen.  
Bei Einbettmassen aus Silikondublierungen ist von der Verwendung abzusehen.

### 3. Sicherheitshinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz tragen.

### 4. Verarbeitungshinweise

#### Anwendung:

- Einbettmassenmodell 30 Minuten bei 180°C trocknen.
- 2 Sekunden in Tauchhärter tauchen
- Den Tauchhärter einziehen lassen und das Modell vollständig abkühlen lassen.

Das Modell ist nun bereit für die Modellation und das Anstiften des Modellgusses

### 5. Lagerung

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.  
Lagerung in Kunststoffbehältern (PE), Glasbehältern, Metallbehältern aus Aluminium oder Edelstahl (immer mit Deckel).

### 6. Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.  
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.  
Muss unter der Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.

### 7. Gewährleistung

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH ist nach EN ISO 13485 zertifiziert und garantiert für die Produkte, aufgrund eines aufwendigen Qualitätssicherungssystems, eine einwandfreie Qualität. Unsere Anwenderempfehlungen beruhen auf in unserem Versuchslabor ermittelten sog. Richtwerten. Diese Werte können nur garantiert werden, wenn die angegebenen Verfahrensschritte eingehalten werden. Der Benutzer ist für die Bearbeitung der Produkte selbst verantwortlich. Für fehlerhafte Ergebnisse wird nicht gehaftet, da SHERA keinen Einfluss auf die Weiterverarbeitung hat. Eventuell dennoch auftretende Schadensersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den Warenwert unserer Produkte.

