

SHERASCANSPRAY

INSTRUCCIONES DE USO

1. Indicación

Spray de escaneado para el uso extraoral con CAD/CAM. Evita que la luz reflecte en la superficie, obteniendo así un escaneado ideal de los modelos.

2. Contenido del producto

- bote de spray de 200 ml,
- 1 cabezal pulverizador con boquilla encorvada para una aplicación más precisa,
- 1 cabezal pulverizador con boquilla recta para la aplicación superficial.

3. Aplicación

- La superficie donde se va a aplicar el spray debe estar limpia y seca.
- Fijar el cabezal pulverizador deseado.
- Agitar bien antes de usar.
- Mantener el pulverizador en posición vertical durante el uso.
- Presionar bien el cabezal pulverizador evitando así que se tapone la boquilla.
- Aplicar una capa de spray fina en la superficie deseada con una distancia de entre aprox. 5 y 8 cm.
- Se logra una capa fina y completa con pulverizaciones lo más cortas posibles.
- Después de que se haya secado la superficie se puede empezar con el escaneado.
- Después de la grabación se puede limpiar la superficie con agua o vapor de agua.

4. Aviso de seguridad

El recipiente está bajo presión. Proteger contra luz solar directa y temperatura de más de 50°C. Incluso después de usar no abrir con violencia ni quemar. No pulverizar sobre una llama abierta o sobre objetos incandescentes. Mantener alejado de toda fuente de ignición – no fumar. Mantener fuera del alcance de los niños.

5. Garantía

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH está certificada con arreglo a la norma EN ISO 13485 y garantiza una óptima calidad para los productos gracias a su elaborado sistema de control de calidad. Nuestras recomendaciones para el usuario se basan en los denominados valores de referencia determinados en nuestro laboratorio de ensayos. Estos valores solo se pueden garantizar si se cumplen los pasos especificados del procedimiento. El propio usuario es responsable del procesamiento de los productos. SHERA no se responsabiliza de los resultados defectuosos, ya que no puede influir en el procesamiento ulterior. Los derechos de indemnización que se puedan originar se refieren exclusivamente al valor de mercancía de nuestros productos.